

MEDICUBE

AGE-R Ultra Tune 40.68

Uživatelský návod

Model: AGE-R Ultra Tune

Důležité před prvním použitím

Přístroj je určen pouze pro domácí kosmetickou péči o pleť. Nenahrazuje dermatologickou ani lékařskou léčbu. Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny a začněte nejnižší intenzitou.

Výrobce	APR Co., Ltd., Soul, Korejská republika
Distributor pro ČR	AKRIBIT INTEPS s.r.o. www.bysarah.eu
Určení	Domácí kosmetická péče o pleť

1. Bezpečnostní pokyny

Přístroj používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Výrobek není hračka a musí být uchováván mimo dosah dětí.

- Nepoužívejte poškozený přístroj ani poškozený nabíjecí kabel.
- Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nevystavujte jej vysokým teplotám, přímému slunci ani otevřenému ohni.
- Nevkládejte přístroj do vody ani jiných kapalin.
- Během nabíjení přístroj nepoužívejte.
- Pokud během použití ucítíte bolest, silné pálení nebo se objeví výrazné podráždění, přístroj ihned vypněte.

Kdy přístroj nepoužívat

Přístroj nepoužívejte při kardiostimulátoru nebo jiném implantovaném elektronickém zařízení, při epilepsii, při horečce nebo akutním onemocnění, na otevřené rány, aktivní zánět či kožní infekci, v oblasti štítné žlázy a bezprostředně po invazivních estetických zákrocích. V těhotenství používejte pouze po konzultaci s lékařem.

2. Popis výrobku

Medicube AGE-R Ultra Tune 40.68 je kosmetický přístroj pro domácí péči o pleť. Využívá radiofrekvenční technologii (RF), která během ošetření pokožku zahřívá.

Pravidelné používání může napomoci ke zlepšení vzhledu pleti, zejména v oblasti pružnosti, pevnosti kontur, jemných linek a celkově sjednoceného vzhledu. Účinek je individuální a závisí na stavu pleti, pravidelnosti používání a vhodné kosmetické péči.

3. Obsah balení

- přístroj Medicube AGE-R Ultra Tune 40.68
- ochranný kryt hlavičky
- USB-C nabíjecí kabel
- uživatelský návod

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je balení kompletní a přístroj není mechanicky poškozen.

4. Technické údaje

Parametr	Hodnota
----------	---------

Název výrobku	Medicube AGE-R Ultra Tune 40.68
Model	ME-UTUN
Technologie	Radiofrekvenční technologie (RF)
Napájení	DC 5 V / 2 A, USB-C
Baterie	Dobíjecí Li-ion 11,1 V / 1400 mAh
Maximální příkon	11 W
Hmotnost	přibližně 290 g
Bezdrátové připojení	Bluetooth Low Energy
Země výroby	Korejská republika

5. Popis přístroje

- ošetřovací hlavice se šesti kontaktními elektrodami
- LED indikátor
- LCD displej
- tlačítko zapnutí a nastavení intenzity
- USB-C nabíjecí konektor
- vestavěný reproduktor

6. Nabíjení

1. Připojte USB-C kabel do nabíjecího konektoru přístroje.
2. Druhý konec kabelu připojte k USB adaptéru 5 V / 2 A.
3. Během nabíjení sledujte stav baterie na displeji.
4. Po úplném nabití kabel odpojte.
 - Přístroj během nabíjení nepoužívejte.
 - Používejte pouze kvalitní a nepoškozený USB napájecí adaptér a kabel.

7. První použití

1. Důkladně očistěte a osušte pleť.
2. Naneste toner, sérum nebo lehký hydratační krém, aby hlavice dobře klouzala po pokožce.
3. Podržte tlačítko napájení po dobu 2-3 sekund.
4. Při prvním použití nastavte intenzitu Level 1.
5. Přiložte hlavici celou plochou na pokožku.
6. Ošetření provádějte pomalými plynulými pohyby.

8. Ošetření pleti

Přístroj používejte pouze na čistou pleť. Hlavici držte v plném kontaktu s pokožkou, pohybujte přístrojem pomalu a nezůstávejte dlouho na jednom místě.

Oblast	Doporučený směr pohybu
Tváře	Od středu obličeje směrem k uším.
Čelo	Od středu čela ke spánkům a směrem vzhůru.
Nosoretní rýhy	Krátké jemné tahy směrem vzhůru.
Oční okolí	Pouze nejnižší intenzita; nepoužívejte přímo na oční víčka.
Krk	Pouze po stranách krku; vyhněte se oblasti štítné žlázy.

9. Doporučená frekvence používání

- 1-3 ošetření denně podle tolerance pleti
- 5-10 minut na jedno ošetření
- Začátečnickům doporučujeme první týden používat intenzitu Level 1 a kratší dobu ošetření.

Praktické doporučení

Citlivá pleť může na RF ošetření reagovat zarudnutím nebo pocitem tepla. Začněte opatrně a intenzitu zvyšujte až ve chvíli, kdy pleť reaguje dobře.

10. Bluetooth a mobilní aplikace

Přístroj lze propojit s aplikací AGE-R prostřednictvím Bluetooth. Dostupné funkce se mohou lišit podle verze aplikace a firmwaru přístroje.

1. Zapněte Bluetooth v telefonu.
2. Otevřete aplikaci AGE-R.
3. Vyberte zařízení Ultra Tune.
4. Dokončete párování podle pokynů v aplikaci.

11. Čištění a údržba

- Po každém použití otřete hlavici měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Přístroj neponořujte do vody.
- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.

12. Nejčastější dotazy

Mohu přístroj používat každý den?

Ano, pokud pleť reaguje dobře. Začněte nižší intenzitou a kratší dobou ošetření.

Musím používat sérum?

Doporučuje se toner, sérum nebo lehký hydratační přípravek, aby byl zajištěn dobrý kontakt hlavičky s pokožkou.

Je normální, že hlavička hřeje?

Ano. Mírné zahřívání je běžnou součástí radiofrekvenční technologie.

Mohu používat kolem očí?

Ano, pouze na nejnižší intenzitu. Nepoužívejte přímo na oční víčka.

13. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nelze zapnout	Vybitá baterie	Přístroj nabijte.
Přístroj se vypíná	Nízký stav baterie	Dobijte baterii.
Bluetooth nelze připojit	Bluetooth není aktivní nebo aplikace nereaguje	Zapněte Bluetooth a restartujte aplikaci.
Přístroj nehřeje	Nedostatečný kontakt s pokožkou	Přiložte celou hlavičku na pokožku.
Silné pálení	Příliš vysoká intenzita nebo citlivá reakce pleti	Snižte intenzitu nebo používání přerušte.

14. Kontraindikace

- kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení
- epilepsie
- těhotenství bez doporučení lékaře
- otevřené rány, aktivní zánět nebo kožní infekce
- silně podrážděná pokožka
- bezprostředně po invazivních estetických zákrocích
- oblast štítné žlázy
- horečka nebo akutní onemocnění

V případě pochybností se před použitím poraďte s lékařem.

15. Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje zákonná odpovědnost za vady podle platných právních předpisů České republiky. Při reklamaci si připravte doklad o koupi.

- Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním.
- Záruka se nevztahuje na poškození pádem, mechanickým poškozením nebo vniknutím kapaliny do přístroje.
- Záruka se nevztahuje na neodbornou opravu, úpravu nebo používání v rozporu s tímto návodem.

16. Likvidace výrobku

Výrobek ani vestavěnou baterii nevyhazujte do komunálního odpadu. Po skončení životnosti předejte přístroj na sběrné místo určené pro elektrozařízení nebo využijte systém zpětného odběru elektroodpadu. Správnou likvidací přispíváte k ochraně životního prostředí.

Verze CZ návodu pro zákazníky | www.bysarah.eu